

苗作りの手順

(有)篠原商店

TEL 0748-33-6409


FAX 0748-33-6446

<http://www.shinoharasyoten.com/>

info@shinoharasyoten.com

- ① 粃種の準備 10アール当り 4 kg
② 比重選

【水温 17℃】



- ③ 水洗
- ④ 消毒 (2ページ目参照) 水 100ℓ に スミチオン乳剤 100 cc (ツガレシジウの予防) と スポルタックスターナ SE 500 cc を溶いて 24 時間つける。
(いもち病・ばか苗病・ごま葉枯病・粃枯細菌病・褐条病の予防)
- ⑤ 風乾 24～48 時間、直射日光に当てない
- ⑥ 浸種 5 日～7 日間水に浸ける。
- ⑦ 催芽 30～32℃で 24 時間で鳩胸 (1mm) になる。
- ⑧ 播種 1 箱当り播種量 催芽粃 稚苗 180g ・ 中苗 120g
- ⑨ カビの予防 ダコニールフロアブルを 500 倍液 (10ℓ に 20ml) に溶いて播種後 1 箱当り 500 cc 灌水する。
- ⑩ 出芽 育苗器内は 30℃～32℃に保温する…2 日間ぐらい
- ⑪ハウスの管理 温度・最高 30℃ 最低 10℃

☆ 夜間の温度に注意！！育苗中は過湿にならぬよう灌水に注意！！ ☆

- ⑫ イモチ病・イネミズゾウ虫・ドロオイ虫・ニカメイ虫・ウンカ・イナゴの防除
- 緑化期～移植当日 Drオリゼスタークルを 1 箱当り 50g 散布
- 播種時～移植当日 ルーチンアドスピノ箱粒剤を 1 箱当り 50g 散布
- 播種時～移植当日 エバーゴルワイド箱粒剤を 1 箱当り 50g 散布

消毒

水 100ℓ にスミチオン乳剤 100ml (ツガレシジウの予防) と
スポルタックスターナ SE 500ml を溶いて 24 時間つける。

10ℓ の水 ⇒ スミチオン乳剤 10ml
スポルタックスターナ 50ml

20ℓ の水 ⇒ スミチオン乳剤 20ml
スポルタックスターナ 100ml

30ℓ の水 ⇒ スミチオン乳剤 30ml
スポルタックスターナ 150ml

40ℓ の水 ⇒ スミチオン乳剤 40ml
スポルタックスターナ 200ml

50ℓ の水 ⇒ スミチオン乳剤 50ml
スポルタックスターナ 250ml

60ℓ の水 ⇒ スミチオン乳剤 60ml
スポルタックスターナ 300ml

70ℓ の水 ⇒ スミチオン乳剤 70ml
スポルタックスターナ 350ml

80ℓ の水 ⇒ スミチオン乳剤 80ml
スポルタックスターナ 400ml

90ℓ の水 ⇒ スミチオン乳剤 90ml
スポルタックスターナ 450ml

100ℓ の水 ⇒ スミチオン乳剤 100ml
スポルタックスターナ 500ml